

Anticuerpo Policlonal Anti-Cd300Lb Para Wb, Elisa - A8K4G0

Número de artículo: CM0020451

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CD300LB basado en inmunógeno recombinante para aplicaciones de Western blot y ELISA. Reconoce el CD300LB humano, de ratón y de rata, un receptor inmunitario activador en células mieloides. Adecuado para investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD300LB pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CLM7; CLM-7; IREM3; TREM5; CD300b; IREM-3; TREM-5; CMRF35-A2; CD300LB
Especie	Humano
GeneID (Humano)	124599
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-201 del CD300LB humano (NP_777552.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	A8K4G0
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo