


Anticuerpo Policlonal Anti-Cd301/Clec10A Para Wb, Elisa - Q8Iun9

Número de artículo: CM0016849



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CD301/CLEC10A, un receptor de lectina tipo C que reconoce glucanos terminados en GalNAc. Validado para WB y ELISA, presenta reacción cruzada con humano y ratón, y respalda la investigación en inmunología y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD301/CLEC10A Rabbit pAb
Observaciones/alias	HML; MGL; HML2; CD301; CLECSF13; CLECSF14; CD301/CLEC10A
Especie	Humano
GeneID (humano)	10462
GeneID	10462
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 60-180 de CD301/CLEC10A humano (NP_878910.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q8IUN9
Peso de la proteína	35 kDa
Envío	Bolsa de hielo