


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd304 Para Wb, Elisa - P97333

Número de artículo: CM0025310



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra el CD304 de ratón (Neuropilina-1), adecuado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de angiogénesis y desarrollo neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD304 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Nrp; NP-1; Npn1; NPN-1; C530029I03
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	8829
GeneID	18186
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P97333
Peso Proteico	103kDa
Envío	Bolsa de hielo