


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd304/Neuropilin-1 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P97333

Número de artículo: CM0004214



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige al CD304/Neuropilin-1 de ratón, validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para investigación sobre desarrollo cardiovascular, angiogénesis y neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	mAb de Conejo CD304/Neuropilin-1
Observaciones/Alias	Nrp; NP-1; Npn1; NPN-1; C530029I03
Especie	Ratón
ID de Gen (Humano)	8829
ID de Gen	18186
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-856 del CD304/Neuropilin-1 de ratón (NP_032763.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P97333
Peso Proteico	103kDa
Envío	Bolsa de hielo