


## Anti-Cd304/Neuropilin-1 Polymab® De Conejo Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P97333

Número de artículo: CM0012433



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Neuropilin-1 (PolymAb®) validado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con NRP1 humano, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la angiogénesis, el desarrollo neuronal y la biología cardiovascular.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                 |
|---------------------|---------------------------------------|
| Nombre del producto | CD304/Neuropilin-1 PolymAb® de conejo |
| Observaciones/Alias | Nrp; NP-1; Npn1; NPN-1; C530029I03    |
| Especie             | Ratón                                 |
| GeneID (Humano)     | 8829                                  |
| GeneID              | 18186                                 |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante                 |
| Fuente              | Conejo                                |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales              |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA              |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                   |
| SWISS               | P97333                                |
| Peso proteico       | 103kDa                                |
| Envío               | Bolsa de hielo                        |