

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd305/Lair1 Para Wb, Fc, Elisa - Q6Gtx8

Número de artículo: CM0004765



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra el receptor 1 similar a inmunoglobulina asociado a leucocitos (LAIR1/CD305) humano. Validado para WB, FC y ELISA. Ideal para estudios de señalización de receptores inmunitarios y función de células NK/T/B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AcM monoclonal de conejo contra CD305/LAIR1
Observaciones/Alias	LAIR1; CD305; LAIR-1; receptor 1 similar a inmunoglobulina asociado a leucocitos; CD305/LAIR1
Especie	Humano
GeneID (humano)	3903
GeneID	3903
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-163 de CD305/LAIR1 humano (NP_002278.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, FC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q6GTX8
Peso molecular de la proteína	23kDa/29kDa/31kDa
Envío	Bolsa de hielo