

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd307B Para Wb, If/Icc, Fc, Elisa - Q96La5

Número de artículo: CM0011662

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra CD307b (FCRL2) humano, ideal para aplicaciones de WB, IF/ICC, FC y ELISA en investigaciones sobre el desarrollo de linfocitos B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra CD307b
Observaciones/Alias	FCRH2; IFGP4; IRTA4; SPAP1; CD307b; SPAP1A; SPAP1B; SPAP1C
Especie	Humano
GenelD (Humano)	79368
GenelD	79368
Inmunógeno	Proteína recombinante / proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-395 de CD307b humano (NP_110391.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q96LA5
Peso molecular de la proteína	56kDa
Envío	Bolsa de hielo