

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd31 () Para Citometría De Flujo - Q3Swt0

Número de artículo: CM0004212

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD31 de rata, conjugado con , validado para citometría de flujo. Detecta la molécula de adhesión de células endoteliales plaquetarias (PECAM1) para investigación sobre migración de leucocitos y adhesión endotelial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb conejo anti-CD31 de rata
Observaciones/Alias	CD31; Pecam; CD31/PECAM1
Especie	Rata
ID de gen (Humano)	5175
ID de gen	29583
Inmunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-585 de CD31 de rata (NP_113779.1))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Rata
SWISS	Q3SWT0
Peso de la proteína	76kDa
Envío	Bolsa de hielo