

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd31 (Pecam1) Para Citometría De Flujo - Q3Swt0

Número de artículo: CM0006035

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra CD31/PECAM1 de rata, marcado con ABflo 594 para citometría de flujo. Validado para la reactividad cruzada con rata. Ideal para estudiar la migración transendotelial de leucocitos y la adhesión de células endoteliales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD31 de rata
Observaciones/Alias	CD31; Pecam; CD31/PECAM1
Especie	Rata
GeneID (humano)	5175
GeneID	29583
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-585 de CD31 de rata (NP_113779.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Rata
SWISS	Q3SWT0
Peso de la proteína	76 kDa
Envío	Bolsa de hielo