


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd317 Para Wb, Elisa - Q8R2Q8

Número de artículo: CM0021904



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CD317/Bst2 de ratón (antígeno 2 del estroma de la médula ósea) para aplicaciones de WB y ELISA. Adecuado para estudiar la inmunidad antiviral innata y los mecanismos de restricción viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD317 Rabbit pAb
Observaciones/alias	GREG; Bst-2; CD317; DAMP-1; 2310015110Rik
Especie	Ratón
GeneID	69550
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 55-152 de CD317 de ratón (NP_932763.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q8R2Q8
Peso molecular	19 kDa
Envío	Bolsa de hielo