

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd317/Bst2 Para Citometría De Flujo - Q10589

Número de artículo: CM0006039



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con específico para CD317/BST2 humano (tetherin/HM1.24) validado para citometría de flujo. Ideal para estudios de factores de restricción antiviral y mieloma múltiple.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-Humano CD317/BST2
Observaciones/Alias	CD317; HM1.24; TETHERIN
Especie	Humano
GeneID (Humano)	684
GeneID	684
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 49-160 de CD317/BST2 humano (NP_004326.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q10589
Peso Proteico	18kDa/19kDa
Envío	Bolsa de hielo