

## Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd31/Pecam1 (Biotina) Para Fc - Q08481

Número de artículo: CM0008253

### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con biotina contra CD31/PECAM1 de ratón/rata para citometría de flujo. Validado en ratón y rata. Útil para estudiar la adhesión de células endoteliales, la trans migración de leucocitos y la biología de las plaquetas.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | Biotina Conejo anti-Ratón/Rata CD31/PECAM1 mAb                                                                                          |
| Observaciones/Alias | Cd31; Pecam; PECAM-1                                                                                                                    |
| Especie             | Ratón                                                                                                                                   |
| GeneID (Humano)     | 5175                                                                                                                                    |
| GeneID              | 18613                                                                                                                                   |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-220 del CD31 de ratón (NP_001292086.1). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                  |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                                |
| Aplicación          | FC                                                                                                                                      |
| Reactividad Cruzada | Ratón, Rata                                                                                                                             |
| SWISS               | Q08481                                                                                                                                  |
| Peso Proteico       | 69kDa/77kDa/80kDa/81kDa                                                                                                                 |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                          |