

Anticuerpo Monoclonal De Ratón Anti-Cd31/Pecam1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P16284

Número de artículo: CM0004743



Introducción

Anticuerpo monoclonal dirigido contra CD31/PECAM1 humano, validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Muestra reactividad cruzada con ratón. Adecuado para estudios de adhesión de células endoteliales, trans migración de leucocitos y biología vascular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de ratón CD31/PECAM1
Observaciones/Alias	CD31; PECA1; GPIIA'; PECAM-1; endoCAM; CD31/EndoCAM
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5175
ID del Gen	5175
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 630-738 de CD31/PECAM1 (NP_000433.4).
Fuente	Ratón
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P16284
Peso Molecular de la Proteína	83kDa
Envío	Bolsa de hielo