

Anticuerpo Policlonal Anti-Cd31/Pecam1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q08481

Número de artículo: CM0026968

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CD31/PECAM1, validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Detecta PECAM1 de ratón, humano y rata, una molécula de adhesión endotelial crítica para la migración de leucocitos y la angiogénesis. Ideal para estudios de inflamación vascular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo CD31/PECAM1
Observaciones/Alias	Cd31; Pecam; PECAM-1; CD31/PECAM1
Especie	Ratón
ID del gen (Humano)	5175
ID del gen (Ratón)	18613
Inmunógeno	Proteína recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 630-738 de CD31/PECAM1 (NP_000433.4)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q08481
Peso proteico	81kDa
Envío	Bolsa de hielo