

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd31/Pecam1 Para Wb, If, Ihc, Elisa - P16284

Número de artículo: CM0002930



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD31/PECAM1 humano, validado para WB, IF, IHC y ELISA. Detecta CD31 humano, de ratón y de rata. Adecuado para estudios sobre adhesión de células endoteliales, trans migración de leucocitos y fagocitosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD31/PECAM1
Observaciones/Alias	CD31; PECA1; GPIIA ⁺ ; PECAM-1; endoCAM; CD31/EndoCAM; CD31/PECAM1
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	5175
ID de gen	5175
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 630-738 de CD31/PECAM1 (NP_000433.4)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P16284
Peso de la proteína	83 kDa
Envío	Bolsa de hielo