

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd31/Pecam1 Para Wb, If-P, Ihc-P - P16284

Número de artículo: CM0014836



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra el CD31/PECAM1 humano, adecuado para Western blot, inmunofluorescencia en parafina e inmunohistoquímica. Reacciona con humano y ratón, apoyando estudios en migración leucocitaria, uniones endoteliales y enfermedades inflamatorias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD31/PECAM1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CD31; PECA1; GPIIA'; PECAM-1; endoCAM; CD31/EndoCAM
Especie	Humano
ID del Gen	5175
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P16284
Peso Proteico	83 kDa
Envío	Bolsa de hielo