


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Cd320 Para Wb, Elisa - Q9Npf0

Número de artículo: CM0025332



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CD320 (antígeno TCbLR/8D6), validado para WB y ELISA en muestras humanas y de ratón. Adecuado para el estudio de la diferenciación, proliferación y captación de cobalamina por las células B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	CD320 Rabbit pAb
Notas / Alias	8D6; 8D6A; TCBLR; TCN2R; TCII-R; sCD320; CD320
Especie	Humano
ID del Gen	51293
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 36-229 de CD320 humano (NP_057663.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9NPF0
Peso Proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo