


Anticuerpo Policlonal Anti-Cd324/E-Cadherina Para Wb, Elisa - P09803

Número de artículo: CM0023352



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CD324/E-Cadherina de ratón, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano. Adecuado para estudiar la adhesión celular, la biología epitelial y el cáncer. Proteína de 98 kDa. - P09803

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD324/E-Cadherina Rabbit pAb
Notas/Alias	CDH1; Arc-1; CD324; CDHE; ECAD; LCAM; UVO; AA960649; ARC-1; E-cad; Ecad; L-CAM; Um; cadherina-1; CD324/E-Cadherina
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	999
GeneID	12550
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 157-369 de la CD324/E-Cadherina de ratón (NP_033994.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P09803
Peso de la Proteína	98kDa
Envío	Bolsa de hielo