

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd326/Epcam Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q99Jw5

Número de artículo: CM0005819

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra CD326/EpCAM de ratón, validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y rata. Adecuado para estudiar la adhesión epitelial, la inmunidad de la mucosa y la biología tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD326/EpCAM Rabbit mAb
Observaciones/Alias	EGP; Ly74; gp40; CD326; EGP-2; TROP1; Egp314; Ep-CAM; EpCAM1; Tacstd1; GA733-2; Tacstd1
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	4072
GeneID	17075
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-266 del CD326/EpCAM de ratón (NP_032558.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99JW5
Peso proteico	35 kDa
Envío	Bolsa de hielo