


Anticuerpo Policlonal Anti-Cd328 Para Wb, Elisa - Q9Y286

Número de artículo: CM0021593



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CD328 humano (SIGLEC7), validado para WB y ELISA. Ideal para estudios del receptor inhibidor de células asesinas naturales. Inmunógeno recombinante; reacciona de forma cruzada con humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo CD328
Observaciones/Alias	p75; QA79; AIRM1; CD328; AIRM-1; CDw328; D-siglec; SIGLEC-7; SIGLECP2; SIGLEC19P; p75/AIRM1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	27036
ID de Gen	27036
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-144 del CD328 humano. (NP_055200.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y286
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo