


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd32A + Cd32B + Cd32C Para Wb, Ihc-P, Elisa - P12318 / P31994 / P31995

Número de artículo: CM0003805



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra CD32A, CD32B y CD32C humanos. Validado para aplicaciones de WB, IHC-P y ELISA. Adecuado para la investigación de receptores Fcγ y la respuesta inmunitaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD32A + CD32B + CD32C
Observaciones/Alias	CD32; FCG2; FcGR; CD32A; CDw32; FCGR2; IGFR2; FCGR2A1; FcgammaRIIa; CD32A + CD32B + CD32C
Especie	Humana
ID de gen	2212/2213/9103
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P12318/P31994/P31995
Peso de la proteína	35kDa/34kDa
Envío	Bolsa de hielo