

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd33 Para Wb, Elisa - P20138

Número de artículo: CM0031059



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo anti-CD33 detecta específicamente CD33 humana (Siglec-3), un antígeno de superficie de las células mieloides. Validado para aplicaciones de Western blot y ELISA, es adecuado para estudios en inmunología y neurobiología. Swiss-Prot: P20138.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-CD33
Observaciones/Alias	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3
Especie	Humana
GeneID (humano)	945
GeneID	945
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 265-364 de CD33 humana (NP_001763.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P20138
Peso de la proteína	40kDa
Envío	Bolsa de hielo