

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd335/Nkp46 Para If/Icc, Fc, Elisa - O76036

Número de artículo: CM0007480



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD335/NKp46 humano validado para IF/ICC, FC, ELISA; se dirige al receptor 1 desencadenante de citotoxicidad natural en células NK; ideal para la investigación en inmuno-oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo CD335/NKp46
Observaciones/Alias	NCR1; CD335; LY94; NK-p46; NKP46; receptor 1 desencadenante de citotoxicidad natural
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9437
GeneID	9437
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-254 del CD335/NKp46 humano (NP_004820.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O76036
Peso proteico	21kDa/22kDa/23kDa/32kDa/34kDa
Envío	Bolsa de hielo