

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd335/Nkp46 Para Wb Y Elisa - Q8C567

Número de artículo: CM0019538

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CD335 (NKp46, Ly94) de ratón validado para Western blot y ELISA. Ideal para investigación sobre citotoxicidad de células NK. Swiss-Prot: Q8C567.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD335 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Ly94, NKp46, CD335
Especie	Ratón
GenelD	17086 (ratón)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 17-255 de CD335 de ratón (NP_034876.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q8C567
Peso de la proteína	37kDa
Envío	Bolsa de hielo