

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd337/Nkp30 Para If/Icc, Fc - O14931

Número de artículo: CM0005524



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD337/NKp30 humano (NCR3), validado para inmunofluorescencia y citometría de flujo. Ideal para el estudio de la citotoxicidad de células asesinas naturales, la vigilancia inmunológica tumoral y la maduración de células dendríticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Rabbit anti-Human CD337/NKp30 mAb
Observaciones/Alias	NCR3; 1C7; CD337; LY117; MALS; NKp30; receptor 3 activador de la citotoxicidad natural
Especie	Humano
GeneID (Humano)	259197
GeneID	259197
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-135 de CD337/NKp30 humano (NP_667341.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC (intracelular)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O14931
Peso de la proteína	16kDa/17kDa/18kDa/19kDa/20kDa/21kDa
Envío	Bolsa de hielo