

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd34 Para If/Icc, Fc, Elisa - Q64314

Número de artículo: CM0006528

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra el CD34 de ratón, ideal para aplicaciones de IF/ICC, citometría de flujo y ELISA en investigación de células madre hematopoyéticas. Este anticuerpo ayuda a estudiar la adhesión celular y la hematopoyesis temprana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD34 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CD34; molécula CD34; GIG3; MORT1
Especie	Ratón
GeneID (humano)	947
GeneID	12490
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-287 del CD34 de ratón (NP_598415.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q64314
Peso Molecular de la Proteína	35kDa/41kDa
Envío	Bolsa de hielo