

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd34 Para Wb, Ihc-P, Mihc, Elisa - P28906

Número de artículo: CM0003540

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra la proteína CD34 humana. Validado para WB, IHC-P, mIHC, ELISA; presenta reacción cruzada con humana, ratón y rata. Adecuado para investigación de células madre hematopoyéticas y células endoteliales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD34 mAb de conejo
Observaciones/Alias	CD34; molécula CD34; GIG3; MORT1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	947
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 286-385 de la proteína CD34 humana (P28906)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, mIHC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P28906
Peso proteico	41 kDa
Envío	Bolsa de hielo