

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd34 Rabbit Polymab® Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P28906

Número de artículo: CM0010291

Introducción

Anticuerpo monoclonal Anti-CD34 Rabbit PolymAb®, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA en muestras humanas. Adecuado para investigación de células madre hematopoyéticas y endoteliales, que detecta las isoformas de 41/35 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD34 Rabbit PolymAb®
Observaciones/Alias	CD34
Especie	Humano
GeneID (Humano)	947
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 32-290 de la CD34 humana (NP_001020280.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P28906
Peso de la proteína	41kDa/35kDa
Envío	Bolsa de hielo