

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd35 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P17927

Número de artículo: CM0007907



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra CD35/CR1 humano (P17927) para investigación del complemento. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA; se dirige al receptor de adherencia inmunitaria de la inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD35
Observaciones/alias	KN; C3BR; C4BR; CD35
Especie	Humana
ID del gen (humano)	1378
ID del gen	1378
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a los aminoácidos 901-1095 de CD35 humano (NP_000564.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P17927
Peso de la proteína	224 kDa
Envío	Bolsa de hielo