

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd351/Fcamr Para Elisa, If/Icc, Fc - Q8Wwv6

Número de artículo: CM0009493

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta afinidad dirigido contra CD351/FCAMR humano (receptor Fc alfa/mu). Validado para ELISA, IF/ICC y citometría de flujo, adecuado para estudios de respuesta inmune e investigación diagnóstica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD351/FCAMR mAb de conejo
Observaciones/Alias	CD351; FCA/MR; FKSG87; Fcalpha/muR
Especie	Humano
GeneID (humano)	83953
GeneID	83953
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 17-450 de CD351/FCAMR humano (Q8WWV6-1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	ELISA, IF/ICC, FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q8WWV6
Peso molecular de la proteína	24kDa/46kDa/57kDa
Envío	Bolsa de hielo