


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd352/Slamf6 Para Fc - Q96Du3

Número de artículo: CM0010575



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD352/SLAMF6 humano conjugado con para citometría de flujo. Dirigido al miembro 6 de la familia SLAM, un receptor de células inmunitarias implicado en la inmunidad innata y adaptativa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD352/SLAMF6 humano
Observaciones/Alias	SLAMF6; CD352; KALI; KALib; Ly108; NTB-A; NTBA; SF2000; Miembro 6 de la familia SLAM
Especie	Humano
GeneID (Humano)	114836
GeneID	114836
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-215 de CD352/SLAMF6 humano (NP_001171643.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q96DU3
Peso de la proteína	24kDa/37kDa
Envío	Bolsa de hielo