


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd352/Slamf6 Para Wb, Ihc-P, Fc, Elisa - Q96Du3

Número de artículo: CM0006337



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra CD352/SLAMF6 humano (miembro 6 de la familia SLAM), adecuado para WB, IHC-P, citometría de flujo y ELISA. Detecta las isoformas de 24 y 37 kDa. Útil para estudiar la activación de células NK y la diferenciación de células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD352/SLAMF6 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	SLAMF6; CD352; KALI; KALib; Ly108; NTB-A; NTBA; SF2000; SLAM family member 6; CD352/SLAMF6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	114836
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-215 del CD352/SLAMF6 humano (NP_001171643.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, FC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q96DU3
Peso proteico	24 kDa/37 kDa
Envío	Bolsa de hielo