

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd352/Slamf6 Para Wb, If-P, Elisa - Q9Et39

Número de artículo: CM0009073

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo generado a partir de proteína recombinante dirigido a CD352/SLAMF6 (Ly108) de ratón. Diseñado para WB, IF-P, ELISA. Ideal para el análisis de la señalización de la familia SLAM, la activación de linfocitos y la regulación inmune en células hematopoyéticas de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD352/SLAMF6 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	KAL1; NTBA; KAL1b; Ly108; NTB-A; SF2000
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	114836
GeneID	30925
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 31-235 de CD352/SLAMF6 de ratón (NP_001334115.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q9ET39
Peso molecular	39kDa
Envío	Bolsa de hielo