


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd352/Slamf6 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Du3

Número de artículo: CM0007633



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD352/SLAMF6 humano (miembro 6 de la familia SLAM), validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta una banda de 24/37 kDa. Ideal para investigación en inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD352/SLAMF6 Ac. m. de Conejo
Observaciones/Alias	KALI; NTBA; CD352; KALib; Ly108; NTB-A; SF2000; CD352/SLAMF6
Especie	Humano
GeneID	114836
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-215 del CD352/SLAMF6 humano (NP_001171643.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q96DU3
Peso Proteico	24 kDa/37 kDa
Envío	Bolsa de hielo