

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd353/Slamf8 Para Citometría De Flujo - Q9P0V8

Número de artículo: CM0010428

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra SLAMF8 humano (CD353, BLAME) para citometría de flujo. Explore la señalización del receptor de células B y el compromiso de linaje con materias primas de IVD confiables.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano CD353/SLAMF8 mAb
Observaciones/Alias	BLAME; CD353; SBB142
Especie	Humano
ID de Gen	56833
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-123 del CD353/SLAMF8 humano (NP_064510.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9P0V8
Peso Proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo