


## Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd355/Crtam Para Citometría De Flujo - O95727

Número de artículo: CM0004345



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD355/CRTAM humano para citometría de flujo. Validado para muestras humanas. Adecuado para estudios sobre activación de células T, diferenciación y citotoxicidad de células NK.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | mAb de Conejo anti-Humano CD355/CRTAM                                                                                                    |
| Observaciones/Alias | CD355                                                                                                                                    |
| Especie             | Humano                                                                                                                                   |
| ID de Gen (Humano)  | 56253                                                                                                                                    |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-287 del CD355/CRTAM humano (NP_062550.2) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                   |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                                 |
| Aplicación          | FC                                                                                                                                       |
| Reactividad Cruzada | Humano                                                                                                                                   |
| SWISS               | O95727                                                                                                                                   |
| Peso Proteico       | 22kDa/44kDa                                                                                                                              |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                           |