


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd355/Crtam Para Wb, If/Icc, Fc, Elisa - 095727

Número de artículo: CM0007428



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo CD355/CRTAM de CamelBio validado para Western blot, IF/ICC, citometría de flujo y ELISA. Reactivo con CRTAM humano, una molécula de adhesión celular que regula la inmunidad de células T y NK. Ideal para investigación en inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo CD355/CRTAM
Observaciones/Alias	CD355; CD355/CRTAM
Especies	Humano
ID de Gen (Humano)	56253
ID de Gen	56253
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-287 de CD355/CRTAM humano (NP_062550.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	095727
Peso Proteico	22 kDa/44 kDa
Envío	Bolsa de hielo