

Anticuerpo Policlonal Anti-Cd35/Cr1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P17927

Número de artículo: CM0018688



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido al CD35/CR1 humano (receptor C3b/C4b, P17927). Validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Útil para estudios de la vía del complemento, aclaramiento inmune y entrada viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD35/CR1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	KN; C3BR; C4BR; CD35; CD35/CR1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1378
GeneID	1378
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 420-550 del CD35/CD35/CR1 humano (NP_000642.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P17927
Peso Proteico	224kDa
Envío	Bolsa de hielo