

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd36 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q08857

Número de artículo: CM0029031

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CD36, generado contra una proteína de fusión recombinante, validado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Reacciona con CD36 de ratón y rata. Ideal para estudios en metabolismo de ácidos grasos, inflamación y angiogénesis. SWISS: Q08857.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD36 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FAT; GPIV; Scarb3
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	948
GeneID	12491
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-439 del CD36 de ratón (NP_031669.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q08857
Peso Molecular de la Proteína	53 kDa
Envío	Bolsa de hielo