

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd36/Sr-B3 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P16671

Número de artículo: CM0005917



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-CD36/SR-B3 para investigación sobre transporte de ácidos grasos, respuesta inflamatoria y angiogénesis. Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD36/SR-B3 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	FAT; GP4; GP3B; GPIV; CHDS7; PASIV; SCARB3; BDPLT10
Especie	Humano
ID de gen (humano)	948
ID de gen	948
Inmunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-439 de la proteína humana CD36/SR-B3 (NP_000063.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P16671
Peso molecular de la proteína	53kDa
Envío	Bolsa de hielo