


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd38 () Para Fc - P28907

Número de artículo: CM0008039



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD38 humano conjugado con , validado para citometría de flujo. Se dirige a la glicoproteína transmembrana multifuncional CD38 (ADPRC1/cADPR1), involucrada en la señalización de calcio y la adhesión de células inmunes. Apto para muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD38 humano
Observaciones/Alias	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
Especie	Humano
GenID (Humano)	952
GenID	952
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 43-300 del CD38 humano (NP_001766.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P28907
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo