

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd38 Conjugado Con Para Citometría De Flujo - P28907

Número de artículo: CM0010441



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD38 humano, validado para citometría de flujo. Adecuado para estudios de señalización mediada por CD38, función de células inmunitarias y regulación metabólica. Reactividad cruzada: Humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-CD38 humano
Observaciones/Alias	CD38; ADPRC 1; ADPRC1; molécula CD38
Especie	Humano
GeneID (Humano)	952
GeneID	952
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 43-300 del CD38 humano (P28907).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P28907
Peso Molecular de la Proteína	13kDa/34kDa
Envío	Bolsa de hielo