

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd38 Para Wb, Ihc-P, Fc, Elisa - P28907

Número de artículo: CM0005077



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra el CD38 humano, validado para WB, IHC-P, FC y ELISA. Reconoce el CD38 humano y de mono cinomolgo, una enzima y receptor multifuncional clave en la señalización de calcio y la migración de células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD38 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	952
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, FC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Mono cinomolgo
SWISS	P28907
Peso Proteico	14 kDa/34 kDa
Envío	Bolsa de hielo