

Anticuerpo Policlonal Anti-Cd38 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P28907

Número de artículo: CM0019898



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CD38 (pAb) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con Humano, Ratón y Rata. Dirigido a ADP-ribosil ciclasa/ADP-ribosa cíclica hidrolasa 1 para investigación en inmunología y metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD38 pAb de conejo
Observaciones/Alias	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1; CD38
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	952
ID de gen	952
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 181-300 de la CD38 humana (NP_001766.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P28907
Peso de la proteína	34kDa
Envío	Bolsa de hielo