

Anticuerpo Policlonal Anti-Cd3D Para Wb, Elisa - P04235

Número de artículo: CM0023415

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CD3d de ratón, validado para Western blot y ELISA. Adecuado para estudiar la señalización del receptor de células T y la inmunidad adaptativa en modelos murinos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD3d Rabbit pAb
Notas / Alias	T3d; CD3d
Especie	Ratón
ID del Gen	12500
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 15-115 de CD3d de ratón (NP_038515.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P04235
Peso de la Proteína	19KDa
Envío	Bolsa de hielo