

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd3D Para Wb, If-P, Fc, Elisa - P04234

Número de artículo: CM0008410



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-humano CD3D de alto rendimiento validado para Western blot, inmunofluorescencia, citometría de flujo y ELISA. Reconoce la cadena delta de CD3 de 19 kDa (P04234) involucrada en la señalización del receptor de células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del producto	CD3D Rabbit mAb
Notas/Alias	T3D; IMD19; CD3DELTA; CD3-DELTA; CD3D
Especie	Humano
GeneID (Humano)	915
GeneID	915
Inmunógeno	Péptido sintético (aminoácidos 72-171 de CD3D humano, P04234)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, FC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P04234
Peso proteico	19kDa
Envío	Bolsa de hielo