

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd3D Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04234

Número de artículo: CM0018477



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CD3D humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta CD3D en muestras humanas y de rata. Adecuado para la investigación de señalización de células T y el desarrollo de ensayos inmunológicos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	CD3D Rabbit pAb
Observaciones/Alias	T3D, IMD19, CD3DELTA, CD3-DELTA, CD3D
Especie	Humano
GeneID (Humano)	915
GeneID	915
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-105 del CD3D humano (NP_000723.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P04234
Peso Proteico	19kDa
Envío	Bolsa de hielo