

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd3E Para Wb, Ihc, If, Elisa - P07766

Número de artículo: CM0002554

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD3E humano, validado para WB, IF, IHC y ELISA. Parte del complejo TCR-CD3 esencial para la activación de células T. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD3E
Observaciones/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon; CD3E
Especie	Humano
ID de gen	916
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, mIHC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P07766
Peso de la proteína	23 kDa
Envío	Bolsa de hielo