

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd3E Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07766

Número de artículo: CM0013011



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige al CD3E humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con CD3E de ratón y rata. Adecuado para la investigación de la transducción de señales del receptor de células T, la inmunidad adaptativa y la inmunooncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Antígeno CD3E
Observaciones/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon; Antígeno CD3E
Especie	Humano
GeneID (humano)	916
GeneID	916
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 111-207 del CD3E humano (NP_000724.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P07766
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo