

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd3E Para Wb, Ip, If/Icc, If-P, Ihc-P, Fc, Elisa - P07766

Número de artículo: CM0021362



Introducción

El pAb de conejo anti-CD3E es un anticuerpo policlonal generado contra la cadena epsilon de CD3 humana (aa 1-126). Adecuado para WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, FC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con Humano, Ratón y Rata. Ideal para estudios de activación de células T e inmunidad adaptativa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo CD3E
Observaciones/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon; CD3E
Especie	Humano
GeneID (humano)	916
GeneID	916
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-126 del CD3E humano (NP_000724.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, FC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P07766
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo